
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' PA.NET

MODALITA' DI UTILIZZO DEI DATI RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE PA.NET

Al termine della procedura di valutazione viene rilasciata al produttore certificazione scritta di qualità.

Viene assegnato un codice identificativo alfanumerico e la certificazione viene pubblicata nell'area pubblica del sito pressionearteriosa.net unitamente al documento valutativo e ad una tabella riassuntiva delle caratteristiche principali dello strumento.

Il produttore o l'Azienda riceverà inoltre il bollino in formato elettronico da stampare sulle confezioni del prodotto o in alternativa la stampa dei bollini da apporre sul prodotto.

Nell'utilizzo del certificato PA.NET l'Azienda è vincolata all'osservanza delle seguenti norme:

- Divulgazione dei riferimenti della propria certificazione per un periodo massimo di 12 mesi
- Rinnovo annuale della certificazione in caso voglia proseguire l'utilizzo dei dati della certificazione
- Divieto di copia del documento di certificazione, dei bollini e di qualsiasi documentazione inerente la validazione fornita dall'ente certificatore senza autorizzazione scritta da parte dello stesso (ARSMED)
- Obbligo di utilizzare la certificazione esclusivamente per lo strumento per la quale essa è stata emessa
- Obbligo di comunicazione di qualsiasi variazione delle caratteristiche dello strumento nel caso di rinnovo della certificazione